

KESTOS T2

Zintegrowane działanie podczerwieni i elektrostymulacji

Połączenie terapii ciepłem (IR) oraz elektrostymulacji pozwala na zastosowanie wyjątkowej formuły i osiągnięcie niezwykłych efektów w dość krótkim czasie.



Zastosowaną w elektrodach innowacją jest różnorodność ich rozmiarów oraz **ELASTYCZNOŚĆ**. Te dwie cechy zapewniają idealne dopasowanie do ciała a co jest z tym powiązane - skuteczną terapię.

Elektroda : 35W

Elektroda:25W


Jak działa Kestos T2?

Kestos T2 to połączenie dwóch podstawowych profesjonalnych zabiegów: działanie krótkiej podczerwieni i elektrostymulacji.

Dzięki podczerwieni adipocyty, znajdujące się w tkance tłuszczowej zostają rozgrzane i upłynnione, elektrostymulacja natomiast, wykorzystując różnego typu prądy, usuwa metabolity.


Zastosowanie:

- Delikatny cellulit
- Duży celulit
- Obrzęki cellulitowe
- Kształtowanie sylwetki
- Intensywne kształtowanie sylwetki
- Obrzęki
- Lokalnie ograniczone zmiany limfatyczne
- Problemy krążeniowe
- Ujędrnianie
- Poprawa metabolizmu
- Relaksujące



Charakterystyka bezpośrednia:

- 17 rodzajów prądów wykorzystanych w 14 programach
- 6 elastycznych, idealnie dopasowujących się, łatwych w użyciu oraz łatwych w czyszczeniu elektrod.



Dane techniczne:

Wymiary	szerokość	590 mm
	wysokość	180 mm
	głębokość	280 mm
Waga	10 kg	
Pobór mocy	300 W	
BETA stojak	790 × 450 mm	
	opcjonalnie	