

Kawitacja stabilna w służbie medycyny estetycznej

Kawitacja to najnowsza innowacja technologiczna wykorzystująca ultradźwięki o niskiej częstotliwości. Fale ultradźwiękowe powodują powstawanie wewnątrz płynu śródmiąższowego stabilnych, kontrolowanych i powtarzających się próżniowych mikropęcherzyków (efekt turbiny). Pęcherzyki te działają nadciśnieniowo na komórki tłuszczowe powodując ich zniszczenie. Jest to bezpieczna i sprawdzona technologia dająca przekonujące, trwałe rezultaty.

Dostępne zabiegi

CAV 47 to urządzenie podstawowe, ale wszechstronne. Czas, rodzaj i siła emisji są regulowane w zależności od zapotrzebowania klientek na zabieg rozbicia tkanki tłuszczowej w danej części ciała.



DOKŁADNIE TAM, GDZIE
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJESZ
BRZUCH, POŚLADKI
UDA LUB RAMIONA

pielęgnacja ciała Cav 47



- I Stopniowa i trwała redukcja nagromadzeń tkanki tłuszczowej
- I Poprawia wygląd nieestetycznej skóry pomarańczowej
- I Poprawia elastyczność skóry właściwej
- I Zmniejszenie rozmiaru pośladek, brzucha i ud



Jak działa CAV 47?

Kawitacja działa w sposób selektywny na podskórną podściółkę tłuszczową, nie naruszając otaczającej tkanki. Stanowi skuteczne rozwiązanie dla części ciała, dla których zabiegi były dotychczas trudne do przeprowadzenia. Dzięki tej metodzie możliwe jest selektywne rozbijanie złożonych struktur miejscowych złogów tłuszczu, na które nie działa dieta czy ćwiczenia fizyczne.

Struktury tłuszczowe zmieniają się w krótsze łańcuchy kwasów tłuszczowych, o wiele łatwiej przyswajanych przez ciało, a następnie szybko usuwanych przez układ limfatyczny.

CZĘŚCI CIAŁA:

Brzuch, uda, pośladki i ramiona.

CZAS:

Jeden zabieg trwa do 30 minut.

RODZAJ EMISJI

Emisja ciągła: Sygnał emisji bez przerwy przy **cellulicie miękkim**. Przeważa działanie termiczne na tkankę.

Emisja pulsacyjna: Sygnał emisji z przerwami przy **cellulicie twardym**. Przeważa działanie mechaniczne.



Końcówka piezoelektryczna ze skalibrowaną emisją.



CAV 47. REF. 0028450		
WYMIARY	szerokość	490 mm
	głębokość	180 mm
	wysokość	280 mm
WAGA URZĄDZENIA		6 kg
CZĘSTOTLIWOŚĆ EMISJI		47KHz
MAKSYMALNA SIŁA		2,5w/cm ²
POWIERZCHNIA GŁOWICY		35cm ²
ŚREDNICA GŁOWICY		70mm
STANOWISKO BETA 0077220 <small>(opcjonalnie)</small>		790x450 mm

AKCESORIA

- 1 aplikator CAV 47 COD. 04CAV00
- 1 pedał COD. 04CAV10
- 1 połączenie wejściowe COD. 330510
- 1 żel termoaktywny COD. 6600040